


۱- مقدمه

ذخایر پورفیری به دلیل تناژ بالا و استخراج نسبتاً آسان، اهداف مناسبی برای اکتشاف و معدنکاری هستند. این ذخایر معمولاً با سنگ های درونی پورفیری، یعنی گرانیت های پورفیری، همراه هستند. واژه "پورفیری" به هر نوع سنگ آذرین اطلاق می شود که بلورهای درشت دانه در ماتریس ریزدانه تر دارد. مس (Cu)، مولیبدن (Mo)، نقره (Ag) و طلا (Au) فلزات معمول با ارزش اقتصادی هستند که در این ذخایر یافت می شوند. همانطور که ذکر شد، ویژگی مهم ذخایر معدنی پورفیری تناژ بزرگ آنها است. به عنوان مثال، یک ذخیره مس پورفیری می تواند چندین میلیارد تن مس با عیار ۰,۴-۱٪ داشته باشد، که این ذخایر را به بزرگ ترین منبع مس تبدیل می کند. این ذخایر برای استخراج به روش معدن کاری روباز ایده آل هستند، زیرا معمولاً نزدیک به سطح قرار دارند و می توان آنها را به مقیاس وسیع با هزینه کم استخراج کرد. اگرچه این ذخایر عیار پایین تری دارند، اما آنالیزگر پرتابل فلورسانس اشعه ایکس (XRF) شرکت ترموساینتیفیک، اندازه گیری غلظت فلزات پایه را به شدت تسهیل می کند.

۲- کاربردها

یک ویژگی رایج ذخایر پورفیری، زونبندی فضایی دگرسانی های هیدروترمال و کانی زایی است (شکل ۱). این زون بندی ها عمدتاً توسط نوع ماگما کنترل می شوند و از ذخیره ای به ذخیره دیگر متفاوت اند و می توانند به عنوان ابزاری برای اکتشاف جهت شناسایی زون های اقتصادی استفاده شوند.



شکل ۱: نمایش شماتیک توزیع دگرسانی های هیدروترمال و کانه زایی های مرتبط با آن.

آنالیزگرهای پرتابل XRF شرکت ترمو ساینتیفیک می توانند در هر مرحله از فاز اکتشاف و معدنکاری جهت شناسایی فلزات مختلف در ذخایر پورفیری مانند مس (Cu)، طلا (Au)، نقره (Ag)، مولیبدن (Mo)، سرب (Pb)، روی (Zn)، آنتیموان (Sb)، بیسموت (Bi) و غیره استفاده شوند. دقت تشخیص فلزات پایه در این دستگاه ها به اندازه ای بالا است که حتی افراد غیرزمین شناس می توانند هر نمونه زمین شناسی را از رخنمون ها تا مغزه های حفاری و نمونه های خاک تجزیه و تحلیل کنند. علاوه بر فلزات پایه، عناصر دیگری مانند پتاسیم (K)، کلسیم (Ca) و عناصر سبک [منیزیم (Mg)، آلومینیوم (Al)، سیلیکون (Si)، فسفر (P) و گوگرد (S)] نیز قابل تجزیه و تحلیل هستند، که به زمین شناسان در نقشه برداری از دگرسانی های هیدروترمال و مدل سازی سه بعدی نهشته معدنی کمک فراوانی میکنند. برای نمونه در تصویر ۲، مغزه های حفاری به دست آمده توسط دستگاه Niton XL2 GOLDD XRF مورد ارزیابی قرار گرفتند. این ارزیابی اطلاعات دقیقی از موقعیت توده معدنی و محل قرار گیری زون های کانه زایی را در اختیار قرار میدهد. همچنین در بخش ضمیمه (جدول ۱)، کاربرد های روش XRF به تفصیل شرح داده شده است.



شکل ۲: عملیات مغزه گیری برای مطالعه کانسارهای مس پورفیری در کانادا.

۳- مطالعه موردی و نتایج

این مطالعه موردی بر روی ذخیره مس پورفیری کوه مینر در بریتیش کلمبیا، کانادا انجام شد. این ذخیره مس یک نوع نهشته مس-طلا-مولیبدن پورفیری است و در یک کمر بند از سنگ های آتش فشانی بازالتی-آندزیتی دوره تریاس پسین تا ژوراسیک اولیه قرار دارد و با نفوذهای میکرو دیوریتی-دیوریتی آتشفشانی همراه است. این سنگ ها فاقد فراوانی رگه های کوارتز با تغییرات اسیدی (به ویژه هاله بزرگ پیریت و دگرسانی های گسترده سربست-آرژلیک) در سیستم های کالک آلکالین هستند. در عوض، این ذخایر با پیشرفت دگرسانی ها از کلریت-اپیدوت ± مگنتیت (پروپیلیتیک) به ناحیه ای که در آن آلونیت-اپیدوت-کلریت غالب است مشخص می

شوند، همچنین هسته پتاسیک شامل فلدسپار، مگنتیت ثانویه \pm دیوپسید/بیوتیت در مرکز سیستم پورفیری واقع است. کانه زایی از پیریت به کالکوپریت/پیریت و سپس به بورنیت-کالکوپریت پیشرفت می کند و بورنیت/کوالویت/کالکوسیت به طور محلی در هسته های سیستم ها حضور دارند.


برای بررسی کاربرد XRF پرتابل در اکتشاف مس پورفیری، نمونه های مغزه گیری شده توسط آنالیزگر XRF مدل Niton XL2 GOLDD شرکت ترمو ساینتیفیک تجزیه و تحلیل شدند. هر تجزیه و تحلیل نمایانگر ۱ - ۱,۵ متر از نمونه مغزه ای است که توسط شات مستقیم با استفاده از آنالیزگر اندازه گیری شده است. این نمونه ها همچنین توسط آنالیزهای ICP در یک آزمایشگاه ژئوشیمی مورد بررسی واقع شدند. شکل شماره ۳، شمایی از نمایشگر دستگاه Niton XL3t GOLDD+ را نشان می دهد که در زمانی بهینه درصد عناصر تشکیل دهنده نمونه را با دقت بالایی تخمین میزند.

Ele	ppm	±2σ
Cu	29.07	0.88 %
Fe	10.52	0.45 %
Zn	0.21	0.02 %
As	2.66	0.07 %
Pb	1.26	0.04 %
Co	686	234
Sr	18	7
Mo	31	8
Sn	640	67
Sb	1.25	0.04 %

شکل ۳: نمایش درصد عناصر تشکیل دهنده مغزه های استخراج شده که توسط دستگاه Niton XL2 مورد آنالیز قرار گرفتند.

لاگ های نواری با استفاده از داده های آزمایشگاهی و همچنین داده های میدانی آنالیزگر XRF پرتابل رسم شدند (شکل ۴). سه لاگ نمایش داده شده، محتوای مس را بر حسب PPM در اعماق مختلف نمایش می دهند. جهت اثبات کارایی آنالیزگر XRF، محتوای مس یک بار توسط آنالیز ICP (Inductively Coupled Plasma) در آزمایشگاه و یک بار توسط آنالیزگر XRF محاسبه شد. همانطور واضح است، نتایج XRF همبستگی بسیار بالایی با نتایج آزمایشگاهی ICP دارد که گواه کارآمد بودن آن می باشد. مزیت

دیگر آن کاهش هزینه های اضافی و عدم نیاز به آزمایش های گران قیمت ژئوشیمیایی می باشد که این امکان را زمین شناسان میدهد که محتوای عنصری مغزه های حفاری را به صورت برجا به دست آورند.



شکل ۴: مقایسه محتوای مس محاسبه شده بر حسب روش ICP و XRF.

۴- نتیجه گیری

به دلیل تناژ بالا، ذخایر پورفیری یکی از جذاب ترین اهداف اکتشافی در صنعت معدن محسوب می شوند. درصد زیادی از دستگاه های XRF پرتابل برای کشف این ذخایر مورد استفاده قرار می گیرند. این یادداشت کاربردی، استفاده موفقیت آمیز از آنالیزگرهای XRF

پرتابل را در مطالعه مغزه های حفاری خلاصه می کند. چنین تحلیل های هم زمان همراه با دسترسی به لاگ های اکتشافی، بدون شک برای حفاری مؤثر و مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی بسیار مهم هستند.

۵- منابع

John, D.A. (ed.) (2010): Porphyry Copper Deposit Model. Scientific Investigations Report 2010.5070.B, U.S. Department of the Interior/U.S. Geological Survey, 186p.

۶- ضمیمه

پیشنهادات	نشانهگر	عناصر
تحلیل روند با استفاده از XRF به شدت توصیه میگردد	نزدیکی به مرکز کانه زایی	غلظت های بالای فلزات (Cu, Au, Ag, Mo, Pb, Zn, Sb, Bi) در یک جهت خاص افقی یا عمودی
منطقه دگرسانی پتاسیک معمولاً بخش عمده ای از کانسار را در برمی گیرد	حضور فلدسپات پتاسیم که کانی اصلی دگرسانی پتاسیک است	غلظت های بالای پتاسیم (K)
نواحی با کلسیم بالا میتواند بخشی از دگرسانی پروپیلیتییک باشند که با کانه زایی در ارتباط است هر چند در سیستم های پورفیری اغلب این الگو رایج نیست	دگرسانی کربناته قوی	غلظت های بالای کلسیم (Ca)
ممکن است نشان دهنده نزدیکی به زون های کانه زایی باشد	حضور کانی های سولفات یا سولفیدی	غلظت های بالای گوگرد (S)
میتواند با کانه زایی محلی طلا در سیستم پورفیری در ارتباط باشد	حضور کانی های آرسنیدی یا سولفو آرسنیدی	غلظت های بالای آرسنیک (As)

جدول ۱: کاربرد نشانگر های عنصری با استفاده XRF در اکتشاف ذخایر پورفیری